



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tipo de vehículo: Vehículos crossover, hatchbacks, minivans, camionetas de carga, sedanes, camionetas SUV, camionetas grandes

Tipo de enganche: I, II ó III (se necesita el enganche del receptor)

Para más información, visite www.bruno.com

Eleve y coloque una silla de ruedas manual plegable con el Back-Saver de Bruno. Ruede la silla de ruedas por la plataforma, toque el botón y su silla de ruedas se elevará a su lugar y se asegurará automáticamente para viajar. Diseñado para sillas de ruedas plegables de 16 pulg. (40.6 cm) y 22 pulg. (55.9 cm) de ancho con ruedas de 22 pulg. (55.9 cm) ó más grandes.

- Plataforma que sube/baja con un motor eléctrico
- Autosujeción de seguridad
- Respaldo manual para su tranquilidad
- Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible
- Garantía limitada de 3 años

**Póngase en contacto con el concesionario Bruno para obtener más información.*

BACK-SAVER



OPCIONES DEL BACK-SAVER



- Cubierta de vinilo (no se muestra)
- Soporte para matrícula (no se muestra)
- Swing-Away: Se gira para facilitar el acceso al compartimento o al área de carga (izquierda)



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017